

DTD 2

Abtropfschale

für die sichere Platzierung von ProCare Kanistern.



- Bietet Platz für 2 ProCare Kanister
- Sicherer Stand für die 5- und 10-l-Kanister der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Kanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet

EAN: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 / Alte Materialnummer: 61910001D

Produktzugehörigkeit	
ProCare	•
Einsatzmöglichkeiten	
Sichere Platzierung von ProCare Kanistern	•
Optimale Entleerung von ProCare Kanistern	•
Gerätezugehörigkeit	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8063	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Möglichkeit zur Platzierung von 2 ProCare Kanistern mit Grössen von 5 oder 10 Litern	•
Geneigter Boden für eine optimale Restentleerung von ProCare Kanistern	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	62
Aussenmass, Nettobreite in mm	420
Aussenmass, Nettotiefe in mm	262
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	73
Aussenmass, Bruttobreite in mm	324
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	459
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	463,00
Nettogewicht [kg]	0,42

DTD 2

Abtropfschale

für die sichere Platzierung von ProCare Kanistern.

EAN: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 / Alte Materialnummer: 61910001D



Bruttogewicht in kg	0,73
Kapazität	
Kanister mit einer maximalen Grösse von 190 x 230 mm [Anzahl]	2
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	74
Aussenmass, Bruttobreite in mm	327
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	463
Bruttogewicht in kg	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	62
Aussenmass, Nettobreite in mm	420
Aussenmass, Nettotiefe in mm	262
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	74
Aussenmass, Bruttobreite in mm	327
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	463
Nettogewicht in kg	0,42
Bruttogewicht in kg	0,72