

DTD 2

Abtropfschale

für die sichere Platzierung von ProCare Kanistern.

EAN: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 / Alte Materialnummer: 61910001D



Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	62
Aussenmass, Nettobreite in mm	262
Aussenmass, Nettotiefe in mm	420
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	74
Aussenmass, Bruttobreite in mm	327
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	463
Bruttogewicht in kg	1

- Bietet Platz für 2 ProCare Kanister
- Sicherer Stand für die 5- und 10-l-Kanister der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Kanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet