

A 818

Spülhülsekappe

zur optimalen Fixierung des Instrumentariums bei Gebrauch der Spülhülse.



- Verpackungseinheit mit 12 Kappen
- Je Anwendungsfall anpassbare Öffnung

EAN: 4002516100119 / Materialnummer: 10706620 / Alte Materialnummer: 69681800D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	20
Aussenmass, Nettobreite in mm	20
Aussenmass, Nettotiefe in mm	20
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	20
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03