

ProCare Shine 40 GC - 1 l

Klarspüler, 1 l

mit EU-Ecolabel, zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.

EAN: 4002515946930 / Materialnummer: 10714970 / Alte Materialnummer: 61915601EU1



- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Enthält leicht biologisch abbaubare Tenside und Zitronensäure
- Für ein optimales Nachspülergebnis, schaumreduzierende Wirkung
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	6,5-7,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Komplexbildner (ohne
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Abwasserneutral	•
Schaumdämpfend	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	267
Aussenmass, Nettobreite in mm	77
Aussenmass, Nettotiefe in mm	77
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	80
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/038/066	•