


A 105/1

Oberkorb

höhenverstellbar, ohne Injektordüsen, zur Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Rechte Seite: 22 Injektorplätze
- Linke Seite zur Aufnahme von Einsätzen
- Aktive Innentrocknung von Hohlkörperinstrumenten
- Aktive Innentrocknung von Hand- und Winkelstücken
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN: 4002515941157 / Materialnummer: 10777260 / Alte Materialnummer: 69610501D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilters	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	202
Aussenmass, Nettobreite in mm	528
Aussenmass, Nettotiefe in mm	528
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,86
Bruttogewicht in kg	5,56
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1