


APFD 402

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Deckeln für Medikamentenbecher.

EAN: 4002516152170 / Materialnummer: 10869850 / Alte Materialnummer: 67540201D



- Geeignet für die Aufnahme von 8 Deckeln für Medikamentenbecher
- Zum Einsatz in den Korbeinsatz APFD 401
- Geeignet für Deckel mit einem Durchmesser von 28 bis 35 mm


<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Deckel von Medikamentenbechern	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
<b>Kapazität</b>	
Deckel für Medikamentenbecher [Anzahl]	8

APFD 402

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Deckeln für Medikamentenbecher.

EAN: 4002516152170 / Materialnummer: 10869850 / Alte Materialnummer: 67540201D



Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02