

TC 1150

Aufsatzverkleidung

für 1150 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.

EAN: 4002515992128 / Materialnummer: 10880750 / Alte Materialnummer: 69252004D



- Inklusive abschliessbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1002
Aussenmass, Nettobreite in mm	835
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1200
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1002
Aussenmass, Bruttobreite in mm	835
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	60,13
Bruttogewicht in kg	75,13