

CM/1

Leitwertmessgerät

zur Messung des Leitwerts und Anzeige für den Patronenwechsel.

EAN: 4002516057420 / Materialnummer: 10889920 / Alte Materialnummer: 69450002D



- Geeignet für Vollentsatzungspatronen
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- 10 Schaltepunkte im Messbereich 0 – 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Einzeiliges Display, Anschluss an externe LED möglich
- Inklusive Wandhalterung und Netzteil

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz

CM/1

Leitwertmessgerät

zur Messung des Leitwerts und Anzeige für den Patronenwechsel.

EAN: 4002516057420 / Materialnummer: 10889920 / Alte Materialnummer: 69450002D



Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	110
Aussenmass, Nettobreite in mm	125
Aussenmass, Nettotiefe in mm	52
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	155
Aussenmass, Bruttobreite in mm	310
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	1,56
Bruttogewicht in kg	2,16