

PR

Einbau-Protokolldrucker  
zum Ausdruck von Prozessprotokollen.



EAN: 4002516024040 / Materialnummer: 10931290 / Alte Materialnummer: 69247003D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8617	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Schwarz
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	95
Aussenmass, Bruttobreite in mm	190
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	291
Nettogewicht in kg	0,92
Bruttogewicht in kg	2,50