

GP CC 001 C

AutoCleaner

zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeefullautomaten.

EAN: 4002516057901 / Materialnummer: 10971120 / Alte Materialnummer: 29996913EU1



- Inhalt: 4 Stück
- Entfernt kraftvoll die Rückstände aus der Brüheinheit
- Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
- Eine Packung hält ca. 1 Jahr
- Beste Pflege für viele Jahre  
Verlässlichkeit