

## A 500 Wagen

mit einer Ebene zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit A 603 erweiterbar auf zwei Ebenen

EAN: 4002516050421 / Materialnummer: 10973880 / Alte Materialnummer: 69650001D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	3
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	153
Aussenmass, Nettobreite in mm	650
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	810
Nettogewicht in kg	4,70
Bruttogewicht in kg	5,00