

A 501

Wagen

mit vier Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit Einschüben A 601 erweiterbar auf fünf oder sechs Ebenen

EAN: 4002516050438 / Materialnummer: 10973890 / Alte Materialnummer: 69650101D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	18
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	12
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	659
Aussenmass, Nettobreite in mm	650
Aussenmass, Nettotiefe in mm	710
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	795
Aussenmass, Bruttobreite in mm	860
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	715
Nettogewicht in kg	9,80
Bruttogewicht in kg	31,00