

A 503

Wagen

ohne Ebenen, zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Je nach Höhe können bis zu 6 Module eingesetzt werden
- Obere Leiste sowie obere Strebe entfernbar

EAN: 4002516050445 / Materialnummer: 10973900 / Alte Materialnummer: 69650301D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen mit Modulankopplung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	433
Aussenmass, Nettobreite in mm	790
Aussenmass, Nettotiefe in mm	650
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	790
Aussenmass, Bruttobreite in mm	860
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	715
Nettogewicht in kg	17,00
Bruttogewicht in kg	20,00