

A 603
 Aufsatz
 zur Erweiterung des Wagens A 500 auf zwei Ebenen.



- Mit Sprüharm

EAN: 4002516050520 / Materialnummer: 10973980 / Alte Materialnummer: 69660301D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	3
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	565
Aussenmass, Nettobreite in mm	640
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	780
Aussenmass, Bruttobreite in mm	710
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	6,80
Bruttogewicht in kg	13,80