

A 314

Siebschale

zur optimalen Aufbereitung von ophthalmologischen Hohlkörperinstrumenten.



- Inkl. 1 Spüleiste zum Anschluss von Ophthalmologieinstrumenten
- Siebschale mit abnehmbarem Deckel
- Besonders geeignet für Wagen A 207

EAN: 4002516321262 / Materialnummer: 10979670 / Alte Materialnummer: 69631400D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	38
Aussenmass, Nettobreite in mm	223
Aussenmass, Nettotiefe in mm	151
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,72
Bruttogewicht in kg	0,85