


A 605 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Röhrchen, Vials, Reagenzgläsern usw.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Max. H160 mm, max. Ø 20 mm
- Einsetzbar im Wagen A 503

EAN: 4002516063339 / Materialnummer: 10999010 / Alte Materialnummer: 69660500D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	98
Vials [Anzahl]	98
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	158
Aussenmass, Nettobreite in mm	254
Aussenmass, Nettotiefe in mm	604
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40