

A 612 Modul

zur optimalen Aufbereitung von grossvolumigem Laborglas.



- Individuell bestückbar mit Injektordüsen
- Geeignet für Laborflaschen 2-10 l, Rundkolben 2-6 l
- Geeignet für Erlenmeyerkolben 2-5 l, Messkolben 2-5 l
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN: 4002516063353 / Materialnummer: 10999050 / Alte Materialnummer: 69661200D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Modul für grossvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Grossvolumiges Laborglas [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	221
Aussenmass, Nettobreite in mm	253
Aussenmass, Nettotiefe in mm	608
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	245
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	635
Nettogewicht in kg	3,60
Bruttogewicht in kg	4,40