

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

Nettogewicht in kg

Bruttogewicht in kg

A 620 Modul zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 10 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 10 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

Produktzugehörigkeit Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor Gerätezugehörigkeit PLW 8615 PLW 8616 PLW 8617 Produktkategorie Einsatz/Modul für Enghalsgläser Einsatz für diverse Flaschen Produkteigenschaften Material Edelstahl Farbe Edelstahl Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Masse und Gewicht Aussenmass, Nettohöhe in mm 113 Aussenmass, Nettobreite in mm 133 608 Aussenmass, Nettotiefe in mm Aussenmass, Bruttohöhe in mm 145 Aussenmass, Bruttobreite in mm 150

620

0,77

1,82

EAN: 4002516063391 / Materialnummer: 10999100 / Alte Materialnummer: 69662000D