

A 622

Modul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 36 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 36 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516063414 / Materialnummer: 10999120 / Alte Materialnummer: 69662200D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	36
Flaschen [Anzahl]	36
Rundkolben [Anzahl]	36
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	113
Aussenmass, Nettobreite in mm	204
Aussenmass, Nettotiefe in mm	608
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	145
Aussenmass, Bruttobreite in mm	220
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	625
Nettogewicht in kg	1,42
Bruttogewicht in kg	2,53