


APWD 060

Korb

zur optimalen Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen.



- Bestückungshöhe 230 mm, -breite 370 mm, -tiefe 395 mm

EAN: 4002516066644 / Materialnummer: 11017140 / Alte Materialnummer: 68406000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Korb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	85
Aussenmass, Nettobreite in mm	395
Aussenmass, Nettotiefe in mm	469
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	262
Aussenmass, Bruttobreite in mm	408
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	1,42
Bruttogewicht in kg	2,92