


APWD 061

Korb

zur optimalen Aufnahme von Handstücken und diversen Einsätzen und Siebschalen.

EAN: 4002516066651 / Materialnummer: 11017150 / Alte Materialnummer: 68406100D



- Ausgestattet mit 6 Aufnahmen für Hand-, Winkelstücke und Turbinen
- Ausgestattet mit 6 Injektoren Ø 3,8 mm x 15 mm für Sauger
- Aktive Innentrocknung von Hand- und Winkelstücken
- Beladungsmasse H 230, B 320, T 395 mm

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	6
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	6
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	85
Aussenmass, Nettobreite in mm	395
Aussenmass, Nettotiefe in mm	469
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	262
Aussenmass, Bruttobreite in mm	408
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	2,18
Bruttogewicht in kg	3,68