

APWD 062

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von stehendem Instrumentarium.



- Geeignet für die Aufnahme von Sonden, Pinzetten und Mundspiegeln
- Geeignet für die Aufnahme von Feilen, Meisseln u. Podologieinstr.

EAN: 4002516066668 / Materialnummer: 11017160 / Alte Materialnummer: 68406200D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz für Instrumente	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	122
Aussenmass, Nettobreite in mm	124
Aussenmass, Nettotiefe in mm	395
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	415
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	0,95