

APWD 063

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Tablets/Trays oder Kassetten.



- Ausgestattet mit 9 Halterungen, Abstand 40 mm

EAN: 4002516066675 / Materialnummer: 11017170 / Alte Materialnummer: 68406300D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tablets	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
Kapazität	
Trays/Tablets [Anzahl]	8
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	110
Aussenmass, Nettobreite in mm	103
Aussenmass, Nettotiefe in mm	389
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	185
Aussenmass, Bruttobreite in mm	222
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	556
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	1,09