


APWD 067

Adapter, Oberteil

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten im Korb APWD 061



- Nur nutzbar mit dem entsprechenden Unterteil APWD 068

EAN: 4002516066729 / Materialnummer: 11017200 / Alte Materialnummer: 68406700D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Adapter	•
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	2
Aussenmass, Nettobreite in mm	346
Aussenmass, Nettotiefe in mm	3
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01