


APWD 068

Aufnahme, Unterteil

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten im Korb APWD 061



- Nur nutzbar mit dem entsprechenden Oberteil APWD 067

EAN: 4002516066736 / Materialnummer: 11017210 / Alte Materialnummer: 68406800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	3
Aussenmass, Nettobreite in mm	4
Aussenmass, Nettotiefe in mm	6
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03