


APWD 069

Filter

für die Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit der Aufnahme APWD 068



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Edelstahl, wiederaufbereitbar

EAN: 4002516066743 / Materialnummer: 11017220 / Alte Materialnummer: 68406900D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Filter	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1
Aussenmass, Nettobreite in mm	3
Aussenmass, Nettotiefe in mm	3
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00