


APWD 070  
Silikonadapter  
zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten Ø 19–21 mm



- Nur nutzbar mit der Aufnahme APWD 067

EAN: 4002516066750 / Materialnummer: 11017230 / Alte Materialnummer: 68407000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	3
Aussenmass, Nettobreite in mm	3
Aussenmass, Nettotiefe in mm	2
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00