

A 846

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Laborflaschen und Rundkolben.



- Für Laborflaschen bis 10 l und Rundkolben bis 6 l
- Länge Düse: 127 mm, Länge Düse mit Halterung: 158 mm
- Ø Düse: 10 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516071464 / Materialnummer: 11025590 / Alte Materialnummer: 69684600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	158
Aussenmass, Nettobreite in mm	110
Aussenmass, Nettotiefe in mm	110
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	145
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Bruttogewicht in kg	0,37