


A 847
 Injektordüse
 mit Auflage, zur Reinigung von Erlenmeyerkolben.



- Für Erlenmeyerkolben bis 5 l
- Länge Düse: 127 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516071471 / Materialnummer: 11025600 / Alte Materialnummer: 69684700D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	170
Aussenmass, Nettobreite in mm	249
Aussenmass, Nettotiefe in mm	35
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	305
Aussenmass, Bruttobreite in mm	300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,27