

Miele Black Edition ESPRESSO 4x250g  
BIO Espresso  
Perfekt für die Zubereitung von Espresso.

EAN: 4002516100300 / Materialnummer: 11029490 / Alte Materialnummer: 29992629EU1



- 4 x 250 g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- Fairtrade und Bio-zertifiziert