

Miele Black Edition DECAF 4x250g

BIO Decaf

Perfekt für die Zubereitung von entkoffeinierten Kaffeespezialitäten.

EAN: 4002516100331 / Materialnummer: 11029810 / Alte Materialnummer: 29992635EU1



- 100 % Arabica – handselektiert und schonend geröstet für Miele
- 4 x 250 g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet
- Entkoffeinierung durch schonendes biologisches Verfahren
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten