

FA WS 151 L

Duftflacon WhiteFlower Sensitive 12,5 ml

für ein angenehmes Dufterlebnis – florale Duftnoten mit Zitrusfrische.

EAN: 4002516118503 / Materialnummer: 11047270 / Alte Materialnummer: 11997162EU1



- Individuell jederzeit regulierbare Duftintensität
- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Für Miele Trockner und den Wäschepflegeschränk mit FragranceDos
- Für 50 Trocknergänge oder 70 Anwendungen im Wäschepflegeschränk