

A 312
Modul
zur Aufbereitung von Viskosimetern.



- Geeignet für bis zu 8.0 Viskosimeter
- Ausgestattet mit acht Spezialdüsen A 867
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe

EAN: 4002516087397 / Materialnummer: 11054470 / Alte Materialnummer: 69631200D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Modul für Viskosimeter	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff, Silikon
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Viskosimeter [Anzahl]	8,0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	66
Aussenmass, Nettobreite in mm	133
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	1,58
Bruttogewicht in kg	2,33