


A 836

Injektordüsen-Set

zur optimalen Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten im Dentalbereich.



- Zur Bestückung des Oberkorbs A 105/1 oder des Moduls A 315/1
- Verpackungseinheit mit 22 Dental-Injektordüsen A 833

EAN: 4002516204091 / Materialnummer: 11054660 / Alte Materialnummer: 69783600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,20