

A 313  
Modul  
zur Aufbereitung von grossvolumigem Laborglas.



- Laborflaschen bis 10 l
- Rundkolben bis 6 l
- Erlenmeyerkolben bis 5 l
- Messkolben bis 5 l
- Individuell mit Düsen und Halterungen bestückbar
- Ausgestattet mit 5 Injektorpositionen für 2 oder 3 Spülgüter

EAN: 4002516087854 / Materialnummer: 11055970 / Alte Materialnummer: 69631300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Modul für grossvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	221
Aussenmass, Nettobreite in mm	234
Aussenmass, Nettotiefe in mm	495
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	260
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	2,82
Bruttogewicht in kg	3,29