

A 300/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausrüstbar mit acht Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 8 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 840 und A 841 (Düsendurchmesser 6 mm)

EAN: 4002516087632 / Materialnummer: 11056770 / Alte Materialnummer: 69630002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenzahl	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	72
Aussenmass, Nettobreite in mm	133
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	200
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	0,56
Bruttogewicht in kg	1,64