

A 301/4

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausrüstbar mit 18 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 18 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 78 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 842 und A 843 (Düsendurchmesser 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Materialnummer: 11056780 / Alte Materialnummer: 69630104D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	18
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	72
Aussenmass, Nettobreite in mm	173
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	205
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	487
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,89