

A 860
Haltegitter
für Injektormodul A 300/2 und A 300/3



- Einteilung: 2 x 4 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 300/2 und A 300/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516087663 / Materialnummer: 11056800 / Alte Materialnummer: 69686000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	114
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	30
Aussenmass, Nettobreite in mm	250
Aussenmass, Nettotiefe in mm	350
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	35
Aussenmass, Bruttobreite in mm	300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,18