

A 861
Haltegitter
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5.



- Einteilung: 3 x 6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516087670 / Materialnummer: 11056810 / Alte Materialnummer: 69686100D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	18
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	74
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	80
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	350
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	210
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	495
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	1,87