


APLW 000

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Laborglas auf oberen Ebenen.

EAN: 4002516115281 / Materialnummer: 11104470 / Alte Materialnummer: 69300000D



- Ausgestattet mit 1 eingebautem Sprüharm
- Zur Aufnahme von Einsätzen
- Bestückungsmass: 484 x 525 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	160
Aussenmass, Nettobreite in mm	560
Aussenmass, Nettotiefe in mm	532
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	190
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,30
Bruttogewicht in kg	6,07