

## APLW 001 Wagen zur optimalen Aufnahme von Laborglas auf der untersten Ebene.

EAN: 4002516115298 / Materialnummer: 11104480 / Alte Materialnummer: 69300100D



• Maximale Beladebreite: 470 mm

• Maximale Beladetiefe: 490 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	135
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	190
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,20
Bruttogewicht in kg	5,90