


APLW 002

Wagen

zur optimalen Aufnahme von grossvolumigem Laborglas, 5 und 10 l.

EAN: 4002516115304 / Materialnummer: 11104490 / Alte Materialnummer: 69300200D



- Ausgestattet mit 5 Düsen
- Zur Aufnahme von bis zu 4 Flaschen mit einem Ø von max. 240 mm
- Zur Aufnahme von bis zu 5 Flaschen mit einem Ø von max. 190 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Modul für grossvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Flaschen [Anzahl]	5
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	413
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	580
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,94
Bruttogewicht in kg	8,49