

APLW 003

Wagen

zur optimalen Aufnahme von grossvolumigem Laborglas bis 20 l.



- Ausgestattet mit 4 Düsen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Flaschen mit einem Ø von max. 280 mm
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Flaschen mit einem Ø von max. 190 mm

EAN: 4002516115410 / Materialnummer: 11104500 / Alte Materialnummer: 69300300D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Flaschen [Anzahl]	2
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	2
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	400
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	580
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,08
Bruttogewicht in kg	7,63