

APLW 004

Wagen

zur optimalen Aufnahme von grossvolumigem Laborglas bis 50 l.



- Ausgestattet mit 1 Düse

EAN: 4002516115427 / Materialnummer: 11104510 / Alte Materialnummer: 69300400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Modul für grossvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Flaschen [Anzahl]	1
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	588
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	760
Aussenmass, Bruttobreite in mm	625
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	715
Nettogewicht in kg	4,68
Bruttogewicht in kg	9,83