

APLW 005

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 56 Pipetten.



- Zur Aufnahme von bis zu 56 Pipetten in diagonaler Anordnung

EAN: 4002516115434 / Materialnummer: 11104520 / Alte Materialnummer: 69300500D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	56
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	308
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	570
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	6,40
Bruttogewicht in kg	9,20