

APLW 006

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 121 Pipetten.



- Zur Aufnahme von bis zu 121 Pipetten in senkrechter Anordnung

EAN: 4002516115441 / Materialnummer: 11104530 / Alte Materialnummer: 69300600D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	121
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	195
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	575
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,94
Bruttogewicht in kg	7,38