

APLW 007

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 2 Pipettenkassetten.



- Für untere Ebene
- Maximale Pipettenlänge: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materialnummer: 11104540 / Alte Materialnummer: 69300700D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	580
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	420
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	580
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	7,18
Bruttogewicht in kg	9,98