

APLW 009

Wagen

zur optimalen Aufnahme von zwei Pipettenkassetten.



Image
in progress

- Für untere Ebene
- Maximale Pipettenlänge: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materialnummer: 11104560 / Alte Materialnummer: 69300900D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	166
Aussenmass, Nettobreite in mm	245
Aussenmass, Nettotiefe in mm	66
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	6,22
Bruttogewicht in kg	8,55