

APLW 011

Oberkorb

mit 110 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115496 / Materialnummer: 11104580 / Alte Materialnummer: 69301100D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Vials [Anzahl]	110
Enghalsgläser [Anzahl]	110
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	160
Aussenmass, Nettobreite in mm	532
Aussenmass, Nettotiefe in mm	560
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	350
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,20
Bruttogewicht in kg	7,80