

APLW 012

Oberkorb

mit 84 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115502 / Materialnummer: 11104590 / Alte Materialnummer: 69301200D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	84
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	158
Aussenmass, Nettobreite in mm	532
Aussenmass, Nettotiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	350
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	4,60
Bruttogewicht in kg	7,40